



Minimoi infektioriskit!

Oxivir® Excel Wipe

Patentoitua kiihdytettyä vetyperoksidia (AHP) sisältävä kertakäyttöinen puhdistus- ja desinfointipyyhe.

Oxivir Excel Wipe –pyyhe on kehitetty laajakirjoiseen, yksivaiheiseen desinfiivaan puhdistukseen. Tuotteen vaikutusaika on lyhyt ja sen teho perustuu patentoituun AHP- teknologiaan (Accelerated Hydrogen Peroxide). Tuote soveltuu vettäsietäville koviin pinnoille sekä ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille (CEIIa).

- Käyttövalmis.
- Tuotteen teho on todistettu kattavasti EN-testein.
- Tehoa useisiin patogeeneihin mm. polio-, adeno- ja murine noro -viruksiin.
- Tehoa myös kaikkiin vaipallisiin viruksiin, kuten HI-, HB-, HC-, influenssa-, vaccinia- ja korona -viruksiin.
- Tuhoaa hiivoissa myös Candida albicansin.
- Jättää desinfioitavan pinnan pyyhinnän jälkeen sopivan kosteaksi - näin varmistetaan desinfektion toteutuminen.
- Erinomainen puhdistuskyky.
- AHP-koostumus on turvallinen pinnoille, käyttäjille ja ympäristölle.
- CEIIa-merkitty - soveltuu käytettäväksi terveydenhuollon korkean riskin kohteissa mukaan lukien leikkaussalit, teho-osastot ja potilashuoneet.
- Erinomainen myös julkisten tilojen ja siellä erityisesti kosketuskohtien turvalliseen ja tehokkaaseen desinfointiin (koulut, päiväkodit, toimistot, kuntosalit ym.).
- Säilyvyys: 2 vuotta avaamattomana, 28 vrk avattuna.
- TÄRKEÄÄ: Älä käytä muiden kemikaalien kanssa. Ei saa käyttää pinnoille, jotka eivät siedä vettä tai happamia aineita (esim. marmori). Suosittelemme suojakäsineiden käyttöä pitkäaikaisessa käytössä.



Materiaalihyväksynät



Oxivir Excel Wipe -desinfektiopyyhkeet soveltuvat kaikille terveydenhuollossa ja julkissa tiloissa esiintyville koviin pinnoille mukaan lukien ruostumaton teräs, lasi, akryyli ja PVC.



Oxivir® Excel Wipe

Patentoitua kiihdytettyä vetyperoksidia (AHP) sisältävä kertakäyttöinen puhdistus- ja desinfiointipyyhe.

Tehokkuus	Testimenetelmä	Likainen/puhdas olosuhde
Virucidal (BVD & Mod VVA)	DVV rajoitettu virucidinen testi	Likainen olosuhde (FCS)
Virucidal (Adeno, MNV, Polio)	EN 14476	Likainen olosuhde
Bactericidal	EN 1276	Likainen olosuhde
Yeasticidal	EN 13624	Likainen olosuhde
Bactericidal	EN 13727	Likainen olosuhde
Yeasticidal	EN 1650	Likainen olosuhde
Bactericidal Yeasticidal	EN 16615	Likainen olosuhde

Test reports are available on request

Pakkauskoot

- Pehmytpakkaus
12 x 100 kpl
12 x 30 kpl
pyyhkeen koko 267 x 200 mm

Hyväksynät



Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE IIa -sertifointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme.



Soveltuu mm.

- Siivousvälineiden (mm. säätövarsien) desinfioivaan puhdistukseen.
- Siivousvaunun työntökahvan ja osien desinfioivaan puhdistukseen.
- Kosteiden tilojen kosketuspintojen desinfioivaan puhdistukseen.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Oxivir Excel Wipe -kertakäyttöiset desinfektiopyyhkeet ovat tehokkaita, turvallisia helpokäyttöisiä.