

Pro Formula

Diversey



Cif Professional 2in1 Cleaner Disinfectant conc



Cif Professional 2in1 Cleaner Disinfectant conc Mycie i dezynfekcja powierzchni

Opis produktu

Cif Professional 2in1 Cleaner Disinfectant conc jest wysoce skoncentrowanym preparatem przeznaczonym do mycia i dezynfekowania w jednym kroku powierzchni i urządzeń w gastronomii, w miejscach przygotowywania i spożywania posiłków. Posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze przeciw grzybom drożdżopodobnym. Jest produktem polecanym do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Produkt posiada szerokie spektrum działania biobójczego w wodzie o różnym stopniu twardości. Skutecznie usuwa różne zabrudzenia tłuszczowe oraz zaschnięte resztki żywności. Jest bezpieczny dla większości materiałów z których wykonane są powierzchnie i urządzenia używane w kuchniach profesjonalnych.

Cechy

- posiada szerokie spektrum działania biobójczego
- myje i dezynfekuje w jednym kroku
- nie zawiera perfum

Pro Formula

Idealnie czyste środowisko pracy jest podstawą dla klientów z wieloletnim doświadczeniem. To właśnie z tego doświadczenia zrodziła się linia produktów Pro Formula.

Pro Formula to linia produktów, które łączą w sobie profesjonalizm z dobrze znaną, zaufaną marką. Posiadamy pełną gamę produktów pozwalających na utrzymanie czystości w wielu obszarach. W zależności od potrzeb Klientów produkty Cif i Domestos występują w postaci produktów gotowych do użycia i koncentratu. Produkty z linii Pro Formula są również dostosowane do bezpiecznego czyszczenia oraz dezynfekowania kuchni oraz miejsc przygotowywania posiłków.

Cif Professional 2in1 Cleaner Disinfectant conc

Zastosowanie

Mycie i dezynfekcja powierzchni.

Sposób użycia

a) Metoda natryskowa (butelka ze spryskiwaczem) - działanie bakteriobójcze i przeciw grzybom drożdżopodobnym:

1. Do butelki ze spryskiwaczem o pojemności 750ml nalać 10 ml preparatu CIF Professional 2in1 Cleaner Disinfectant conc i uzupełnić butelkę wodą. Otrzymany roztwór produktu to: 1,3%.

2. Z powierzchni usunąć luźne zabrudzenia.

3. Przygotowany roztwór natrysnąć na powierzchnie i pozostawić go do zadziałania, przynajmniej na 5 minut.

4. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą pitną i pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA: Przygotowany roztwór roboczy produktu swoją aktywność utrzymuje przez okres do 7 dni. Przed ponownym napełnieniem butelkę należy wypłukać wodą i wysuszyć.

b) Metoda wiaderkowa - działanie bakteriobójcze i przeciw grzybom drożdżopodobnym:

1. Do wiadra wody (6l) dodać 60ml preparatu. Roztwór należy przygotować w letniej wodzie.

Otrzymany roztwór produktu to: 1,3%.

2. Z powierzchni usunąć luźne zabrudzenia.

3. Przygotowany roztwór nanieść na powierzchnie za pomocą mopa, ścierki lub szczotki i pozostawić go do zadziałania, przynajmniej na 5 minut.

4. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą pitną i pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Wygląd	pH	Zapach
fioletowa ciecz	>12 (nierozcieńczony)	bezwonny

Produkt	Opakowane	Numer SKU
Cif Professional 2in1 Cleaner Disinfectant conc	2x5L	7518653

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach

Cif Professional 2in1 Cleaner Disinfectant conc

Atesty, pozwolenia

• preparat CIF Professional 2w1 Cleaner Disinfectant conc uzyskał pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Medycznych i Produktów Biobójczych nr 4630/11 z dnia 02.12.2011 na obrót produktem biobójczym.

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej

- preparat CIF Professional 2w1 Cleaner Disinfectant conc uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2001 (działanie bakteriobójcze [S.aureus, P.aeruginosa, E.coli, E.hirae]), stosowany w stężeniu 1%, w czasie 5 minut, w warunkach brudnych, w temperaturze 20°C (22.01.2002)
- preparat CIF Professional 2w1 Cleaner Disinfectant conc uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650:2001 (działanie grzybobójcze przeciw grzybom drożdżopodobnym [C.albicans]), stosowany w stężeniu 0,5%, w czasie 5 minut, w warunkach brudnych, w temperaturze 20°C (D/18/06/08 z dnia 30.06.2008)
- preparat CIF Professional 2w1 Cleaner Disinfectant conc uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie bakteriobójcze [S.aureus, P.aeruginosa, E.coli, E.hirae]), stosowany w stężeniu 1%, w czasie 5 minut, w warunkach brudnych, w temperaturze 20°C (D/19/06/08 z dnia 30.06.2008)
- preparat CIF Professional 2w1 Cleaner Disinfectant conc uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie grzybobójcze przeciw grzybom drożdżopodobnym [C.albicans]), stosowany w stężeniu 1%, w czasie 5 minut, w warunkach brudnych, w temperaturze 20°C (D/20/06/08 z dnia 30.06.2008)
- preparat Cif Professional 2in1 Cleaner Disinfectant conc uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN14476 (działanie wirusobójcze wobec Vaccinia virus) w stężeniu 1,5%, w warunkach czystych i brudnych, w czasie 5 minut, w temperaturze 20°C

Nr partii / data ważności

24 miesiące o daty produkcji (na opakowaniu)